

特許出願中

(特願2021-099462)

ミラーセラピー(錯覚療法)・脳卒中リハビリ用

リハビリボックス (ミラー付)

脳卒中等の患者様への手助けとなる
段ボール製リハビリボックスです。
(すべり止め付き)

簡単組立

※色や形状が写真と異なる場合がございます。
※効果は必ず保障されているわけではありません。

ミラーセラピーとは・・・

鏡を用いたリハビリ療法です。脳卒中等の疾患により麻痺した上肢に非麻痺側の運動をあたかも麻痺側上肢が運動しているかのように脳の運動野に錯覚刺激を視覚を通して入力し、麻痺側の機能改善が期待できる治療法です。

- ・リハビリボックスは、患者様や介助者が使用しやすいように設計された段ボール製リハビリテーションツールです。
- ・左右どちらの麻痺にも対応しており、介助者が運動動作の補助をできるようになっております。



リハビリボックスの規格

使用時	横420×奥行250×高さ160mm
折畳時	横420×奥行250×高さ30mm
材質	段ボール
内容物	リハビリボックス 1個、鏡1枚

1,800円(税込 1,980円)

※送料は何個でも一律900円(税込990円)です。北海道・沖縄・離島・一部地域は別途送料がかかります。

【基本的な使用方法】



1. 鏡を設置します。

※組立方法は裏面をご参照ください。



2. 悪い方(麻痺側)の手を鏡の裏側の方に入れて、良い方(非麻痺側)の手が鏡に映るようにします。



3. 良い方の手で色々な動きをして、その鏡像(動き)を見ることに集中します。実施時間は15分～30分程度が推奨されております。



4. 介助者が鏡像に合わせて、無理のない範囲で、悪い方の手を操作することも有効な手段です。

インターネット・お電話・FAXでご注文承ります。

電話:0120-968-666 FAX:0120-952-028 受付時間 平日 10:00～18:00(月～金曜日)

【FAX申込書】※申込書を確認後、ご注文の詳細を折り返し連絡致します。

お名前:	ご住所:	個数: 個
電話番号:	FAX番号:	Mail:

【販売元】



株式会社トランスパレンス

インターネットでのご注文はこちら →
<https://tp-shop.stores.jp>

〒929-0113 石川県能美市大成町184Fビル2F
<https://transparens.jp/>



ミラーセラピー協会